


## Product Description:

Protack™ is Protack™ 5 mm fixation device is a sterile, single use device for fixation of prosthetic material, such as hernia mesh, to soft tissue. The tack is constructed of non-absorbable helix Titanium



Specification	
Shaft Length	35.5 cm
Shaft Diameter	5 mm
Tack Construction	Titanium
Tack Shape	Helical
Tack Diameter	4 mm
Tack Height	3.8 mm
No. of Tack	30 Tacks


## รายการที่ 5

ProTack™ 5 mm Fixation Device  
Single Use Instrument

Order Code	Description
174006	ProTack™ 5 mm Single Use Instrument with 30 Titanium Helical Fasteners




คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ..... *ดร. พ.ส.* .....  COVIDIEN  
ประธานกรรมการ


๒.ลงชื่อ..... *ดร. พ.ส.* ..... กรรมการ

๓.ลงชื่อ..... *ดร. พ.ส.* ..... กรรมการ



**OMSPDB1000**  
PDP Round Distension Balloon

รายการที่1



**OMSPDB S2**  
PDP Kidney Distension Balloon

รายการที่3

**PDB™ Balloons**

Order Code	Description
OMS-PDB1000	PDB™ (Round Shape) Round Dissection Balloon
OMS-PDBS2	PDB™ (Kidney Shape) Dissection Balloon

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ.....*ศิริพร*.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....*น.ย. น.พ.*.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....*อรุณี พันธ์วิฑูร์*.....กรรมการ

*Ch. PDB*


COVIDIEN

# Parietex™ Optimized Composite (PCOx) Mesh


## Product Description:

Parietex™ Optimized Composite Mesh (PCOx) is two-sided mesh of 3-D multifilament Polyester and Absorbable collagen film that provide Optimized Protection (Minimized Visceral attachment), Optimized Cell Integration and Optimized Handling


## รายการที่ 2



Two-sided Mesh




3-D Multifilament Polyester (Promote Tissue Integration)




Absorbable Collagen Film (Minimizes visceral attachment)



Large Macropore & X-stitch design



Strong fixation



Easy to use

Specification	
Material	3-D Multifilament Polyester
Construction	Oxidized atelocollagen type I, Glycerol Multifilament
Pore Size	2.4 x 2.0 mm Micropore 4.8 x 2.0 mm Macropore
Density	78g/m <sup>2</sup> Thickness 1.7mm

- ✓ **Hydrophilic Macroporous Polyester Material**
  - Enhance tissue integration and mesh compliance
- ✓ **Absorbable collagen film**
  - Minimizes visceral attachments
  - Natural material – no leaving foreign material in the patient
- ✓ **“X-Stitch” Design**
  - Enhance Visibility, Improve Transparency, Easy to handling
- ✓ **Isoelastic Textile**
  - Designed for patient comfort
- ✓ **Film extend edge of mesh (5mm)**
  - Prevent adhesion at the edge of mesh



PCO12FX

PCO15FX

PCO20FX



PCO1510FX, PCO2015FX,  
PCO2520FX, PCO3020FX,

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
 ๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ๒.ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ๓.ลงชื่อ.....กรรมการ


# Parietex™ 2-Dimensional Mesh

## Product Description:

Parietex™ mesh is state art of knitting technology 2 dimensional multifilament Polyester mesh with property of hydrophilicity and multidirectional elasticity.



TEC



TECR

## รายการที่ 6

Specification	
Material	Polyester
Porosity	85%
Pore Size	1.22 mm x 1.62 mm
Density	TEC 116g/m <sup>2</sup>
Thickness	0.58 mm

## ✓ Hydrophilic Polyester Material

- Promote Tissue Ingrowth

## ✓ Macro Porosity


- Better Tissue Ingrowth

## ✓ Micro Porosity

- Better Cell Proliferation

## ✓ Diagonal Elasticity

- Designed for Patient Comfort



คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ


๓.ลงชื่อ.....กรรมการ

20/06/2564

# Parietene™ Light Flat Sheet Mesh

## Product Description :


Parietene™ Light is a monofilament polypropylene mesh with hexagonal openworked stitches and homogenous multidirectional elasticity. It is designed for the repairs of inguinal and incisional hernias either in preperitoneal or premuscular site



Specification	
Material	PP
Construction	Monofilament
Pore Size	1.5 mm <sup>2</sup>
Density	38 g / m

## รายการที่ 4

Features	Benefits
Open Work Structure and Uniformity (Uniform Elasticity)	Easy handling and positioning ( open and laparoscopic approach )
Multidirectional elasticity	Designed for patient comfort
High Density	Designed for tissue integration and mesh compliance while reducing encapsulation
Handcrafted	Easy to use in laparoscopic procedure
	Less Aggressive



Ordering code	Size	รหัสอุปกรณ์	ลำดับที่	ประเภท	สิทธิ์เบิกจ่าย
PPL0611X3	Parietene Light PP 6x11CMX3	5608	268	แผ่นใยสังเคราะห์แทนผนังหน้าท้องชนิดธรรมดา ความยาวไม่เกิน 15 ซม.	3,500 บาท
PPL3030	Parietene Light PP 30x30CMX1	5610	270	แผ่นใยสังเคราะห์แทนผนังหน้าท้องชนิดธรรมดา ความยาว 21 ซม. ขึ้นไป	8,000 บาท

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ..... ..... COVIDIEN

๒.ลงชื่อ..... .....กรรมการ

๓.ลงชื่อ..... .....กรรมการ

Scanned with CamScanner

PARIETEX™ MESH PRODUCTS - VENTRAL HERNIA REPAIR

Intraperitoneal placement




Order Code	Description	Box Qty
PC09FX	Parietex™ Optimized Composite (PCOx) Mesh Composite Polyester Mesh with Absorbable Collagen Film and Sutures 9 cm round	1



PC012FX	Parietex™ Optimized Composite (PCOx) Mesh Composite Polyester Mesh with Absorbable Collagen Film and Sutures 12 cm Round	1
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---



PC015FX	Parietex™ Optimized Composite (PCOx) Mesh Composite Polyester Mesh with Absorbable Collagen Film and Sutures 15 cm Round	1
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---



PC020FX	Parietex™ Optimized Composite (PCOx) Mesh Composite Polyester Mesh with Absorbable Collagen Film and Sutures 20 cm Round	1
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

รายการ  
ที่ 2

PC01510FX	Parietex™ Optimized Composite (PCOx) Mesh Composite Polyester Mesh with Absorbable Collagen Film and Sutures 15 x 10 cm Rectangle	1
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

PC02015FX	Parietex™ Optimized Composite (PCOx) Mesh Composite Polyester Mesh with Absorbable Collagen Film and Sutures 20 x 15 cm Rectangle	1
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---


PC02520FX	Parietex™ Optimized Composite (PCOx) Mesh Composite Polyester Mesh with Absorbable Collagen Film and Sutures 25 x 20 cm Rectangle	1
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

PC03020FX	Parietex™ Optimized Composite (PCOx) Mesh Composite Polyester Mesh with Absorbable Collagen Film and Sutures 30 x 20 cm Rectangle	1
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---


PC03728FX	Parietex™ Optimized Composite (PCOx) Mesh Composite Polyester Mesh with Absorbable Collagen Film and Sutures 37 x 28 cm Rectangle	1
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---




PC080SX	Parietex™ Optimized Composite (PCOx) Mesh With Open Skirt - 8 cm Round	1
---------	---------------------------------------------------------------------------	---




PC01510SX	Parietex™ Optimized Composite (PCOx) Mesh With Open Skirt - 15 x 10 cm	1
-----------	---------------------------------------------------------------------------	---



PC02015SX	Parietex™ Optimized Composite (PCOx) Mesh With Open Skirt - 20 x 15 cm	1
-----------	---------------------------------------------------------------------------	---



PC02520SX	Parietex™ Optimized Composite (PCOx) Mesh With Open Skirt - 25 x 20 cm	1
-----------	---------------------------------------------------------------------------	---



PC03020SX	Parietex™ Optimized Composite (PCOx) Mesh With Open Skirt - 30 x 20 cm	1
-----------	---------------------------------------------------------------------------	---

All PCOX products are available also without sutures;  
Codes with the same number as above (without sutures) are: PC01510X, PC02015X, PC02520X, PC03020X, PC03728X

๑. ลงชื่อ..... กรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ




PARIETEX™ & PARIETENE™ MESH PRODUCTS - VENTRAL HERNIA REPAIR

Extraperitoneal placement



Order Code	Description	Box Qty
TEC2020	Parietex™ Hydrophilic Mesh - 2-Dimensional Polyester Mesh 20 x 20 cm	1
TEC3030	Parietex™ Hydrophilic Mesh - 2-Dimensional Polyester Mesh 30 x 30 cm	1
TECR3030	Parietex™ Hydrophilic Mesh - 2-Dimensional Polyester Mesh 30 x 30 cm	1
TET2020	Parietex™ Hydrophilic Mesh - 3-Dimensional Polyester Mesh 20 x 20 cm	1
TET3030	Parietex™ Hydrophilic Mesh - 3-Dimensional Polyester Mesh 30 x 30 cm	1
TET5050	Parietex™ Hydrophilic Mesh - 3-Dimensional Polyester Mesh 50 x 50 cm	1
TCM2020	Parietex™ Lightweight Hydrophilic Mesh Monofilament Polyester Mesh 20 x 20 cm	1
TCM2020X3	Parietex™ Lightweight Hydrophilic Mesh Monofilament Polyester Mesh 20 x 20 cm	3
TCM3030	Parietex™ Lightweight Hydrophilic Mesh Monofilament Polyester Mesh 30 x 30 cm	1
TCM3015	Parietex™ Lightweight Hydrophilic Mesh Monofilament Polyester Mesh 30 x 15 cm	1
TCM4530	Parietex™ Lightweight Hydrophilic Mesh Monofilament Polyester Mesh 45 x 30 cm	1
PP2020	Parietene™ Flat sheet Mesh Monofilament Polypropylene Mesh 20 x 20 cm	1
PP3030	Parietene™ Flat sheet Mesh Monofilament Polypropylene Mesh 30 x 30 cm	1
PPL2020	Parietene™ Lightweight Mesh Monofilament Polypropylene Mesh 20 x 20 cm	1
PPL3030	Parietene™ Lightweight Mesh Monofilament Polypropylene Mesh 30 x 30 cm	1
PXL3032	Parietene™ Lightweight Mesh Monofilament Polypropylene Mesh 30 x 32 cm	1
TEM2015G	Parietex ProGrip™ Self-Gripping Mesh Polyester Base Mesh 20 x 15 cm	1
TEM3015G	Parietex ProGrip™ Self-Gripping Mesh Polyester Base Mesh 30 x 15 cm	1



รายการ  
ที่ 6



รายการ  
ที่ 4



คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
 ๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ๒.ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ๓.ลงชื่อ.....กรรมการ

FIXATION PRODUCTS

**AbsorbaTack™ 5 mm Fixation Device Short**

Fixation Device with Absorbable Fasteners. For Open Hernia Repair

Order Code	Description	Box Qty
ABSTACK20S	AbsorbaTack™ 5mm Single Use Short Fixation Device with 20 Tacks	6

**AbsorbaTack™ 5 mm Fixation Device**

Fixation Device with Absorbable Fasteners. For Laparoscopic Techniques

Order Code	Description	Box Qty
ABSTACK30	AbsorbaTack™ 5 mm Single Use Fixation Device with 30 Tacks	6
ABSTACK15	AbsorbaTack™ 5 mm Single Use Fixation Device with 15 Tacks	

**Stat Tack™ Fixation Device**

Fixation Device

Order Code	Description	Box Qty
OMS-TTSS	Stat Tack™ Fixation Device with 15 Titanium Helical Tacks	5

**ProTack™ 5 mm Fixation Device**

Single Use Instrument

Order Code	Description	Box Qty
174006	ProTack™ 5 mm Single Use Instrument with 30 Titanium Helical Fasteners	6

**Tacker™ 5 mm Fixation Device**

Mesh Fixation Device

Order Code	Description	Box Qty
OMS-TTS	Tacker™ 5 mm Mesh Fixation Device (5 Disposable Tubes/1 Multi-Use Handle) Tube Contains 20 Titanium Helical Tacks (1 unit per box)	5
OMS-TTH	Tacker™ Multi-Use Handle	5
OMS-TTSD	Tacker™ 5 mm Assembled Mesh Fixation Device (Fully Disposable Assembled Devices)	5
OMS-TTSD30	Tacker™ 5 mm Mesh Fixation Device Mesh Fixation Device (Contains 30 Titanium Helical Tacks)	5

รายการ  
ที่ 5

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
 ๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ๒.ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ๓.ลงชื่อ.....กรรมการ



ENDOSCOPIC BALLOON DISSECTION PRODUCTS

Spacemaker™ Plus dissection system

Order Code	Description	Box Qty
SMBTTRND	Spacemaker™ Plus Round Dissection Balloon Blunt Tip Trocar*	3
SMBTTOVL	Spacemaker™ Plus Oval Dissection Balloon Blunt Tip Trocar*	3
SMSBTRND	Spacemaker™ Plus (Round) Structural Balloon Trocar	3
SMSBTOVL	Spacemaker™ Plus Structure Balloon (Oval) Structural Balloon Trocar	3

รายการ  
ที่ 1

PDB™ Balloons

Order Code	Description	Box Qty
OMS-PDB1000	PDB™ (Round Shape) Round Dissection Balloon	5
OMS-PDB52	PDB™ (Kidney Shape) Dissection Balloon	5

รายการ  
ที่ 3

Extra View™ Balloons

Order Code	Description	Box Qty
OMS-XB1	Extra View™ (Round) Dissection Balloon	5
OMS-XB2	Extra View™ (Oval) Dissection Balloon	5

Structural Balloon Trocars

Order Code	Description	Box Qty
OMS-T10SB	10 mm Structural Balloon Trocar Built-in Converters, Sizes 5 mm and 7/8 mm	5

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....กรรมการ

เลขรับที่	.....
วันที่	.....
ผู้รับคำขอ	.....
(สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)	

## คำขอแจ้งรายการละเอียดนำเข้าเครื่องมือแพทย์

เขียนที่ บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด  
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ข้าพเจ้า บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด  
ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ตามใบจดทะเบียนที่ สน. 304/2554  
ออกให้ ณ วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 สิ้นอายุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568  
สถานที่นำเข้าเครื่องมือแพทย์ชื่อ บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด  
ตั้งอยู่เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 27 ยูนิตที่ 1-16  
ตrock/ซอย - ถนน พญาไท หมู่ที่ -  
ตำบล/แขวง ปทุมวัน อำเภอ/เขต ปทุมวัน  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 โทรศัพท์ 02-232-7400 โทรสาร 02-232-7402  
โดยมี นาย สรรเสริญ จงผดุงสัตย์ เป็นผู้ดำเนินการแทนนิติบุคคล

ขอแจ้งรายการละเอียดนำเข้าเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา ๖(๑) (ข) พร้อมด้วยข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้

๑. หนังสือแสดงว่าผู้ขอแจ้งรายการละเอียดเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจากนิติบุคคล ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต

๒. ชื่อเครื่องมือแพทย์

ชื่อภาษาไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ

PDB Distention Balloon System

๓. ชื่อและที่ตั้งสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์

ตามเอกสารแนบท้าย

๔. ชื่อและที่ตั้งเจ้าของผลิตภัณฑ์/ผู้รับผิดชอบในการวางสินค้าในท้องตลาด

Covidien LLC 15 HAMPSHIRE STREET MANSFIELD, MA USA 02048

๕. บทสรุปเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ (executive summary)

๖. รายละเอียดเครื่องมือแพทย์ (device description)

๖.๑ ขอบข่ายเครื่องมือแพทย์

Minimally Invasive Surgery

๖.๒ รหัสสากลเครื่องมือแพทย์

44792

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

- ๖.๓ ลักษณะทั่วไป และหลักการทำงาน (device description and features)
- ๖.๔ วัตถุประสงค์การใช้ (intended use)
- ๖.๕ ข้อบ่งใช้ (indications)
- ๖.๖ คำแนะนำการใช้ (instructions for use)
- ๖.๗ การเก็บรักษา (storage condition)
- ๖.๘ อายุการใช้งาน (shelf life) (ถ้ามี)
- ๖.๙ ข้อห้ามใช้ (contraindications)
- ๖.๑๐ คำเตือน (warnings)
- ๖.๑๑ ข้อควรระวัง (precautions)
- ๖.๑๒ ผลอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ (potential adverse effects)
- ๖.๑๓ การรักษาด้วยทางเลือกอื่น (alternative therapy)
- ๖.๑๔ รายละเอียดและสมบัติของวัสดุที่ใช้ผลิตหรือเป็นส่วนประกอบของเครื่องมือแพทย์ (materials)
- ๖.๑๕ ข้อกำหนดเฉพาะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (other relevant specifications)
- ๖.๑๖ ข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ (other descriptive information)
- ๗. ฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ (device labeling)
- ๘. ข้อมูลการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือรายละเอียดเจ้าของผลิตภัณฑ์
- ๙. เอกสารแสดงหลักการสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและสมรรถนะการทำงานของเครื่องมือแพทย์ และวิธีการที่แสดงถึงความสอดคล้อง (Essential Principles of Safety and Performance of Medical Device and method used to demonstrate conformity)
- ๑๐. เอกสารสรุปการทวนสอบและการตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบ (summary of design verification and validation documents)
- ๑๑. เอกสารแสดงการวิเคราะห์ความเสี่ยง (risk analysis)
- ๑๒. เอกสารแสดงวิธีการทำลาย การทำให้สิ้นสภาพ และการกำจัดของเสียที่เกิดขึ้นภายหลังการใช้
- ๑๓. หนังสือรับรองระบบคุณภาพ
- ๑๔. หนังสือรับรองวัตถุประสงค์การใช้ ข้อบ่งใช้ การบรรจุ หนังสือรับรองฉลากและวิธีการใช้งานของผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์
- ๑๕. หนังสือรับรองความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Declaration of conformity)
- ๑๖. หนังสือรับรองแสดงประวัติการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ของผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์
- ๑๗. หนังสือรับรองแสดงความปลอดภัยของผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์
- ๑๘. หลักฐานการอนุญาตจากหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจในการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ ในต่างประเทศที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับรอง
- ๑๙. หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นตัวแทน ในกรณียื่นคำขอนำเข้าเครื่องมือแพทย์
- ๒๐. เอกสารชี้แจงรายการเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการจดทะเบียนแบบรวมกลุ่มเครื่องมือแพทย์ (ในกรณีที่มี)

ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ยื่นคำขอ

( นาย สรรเสริญ จงผดุงสัตย์ )

*กริพ*

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

หมายเหตุ : สำหรับข้อ ๕ ถึง ข้อ ๒๐ ให้แสดงรายละเอียดโดยแนบเอกสารประกอบ

### เอกสารแนบท้าย

รายละเอียดเครื่องมือแพทย์

"The PDB™ system uses a distention balloon to separate tissue planes, forming a discrete cavity. Following tissue separation, a second cannula with a balloon anchor (Covidien™ Blunt Tip Trocar, Structural Balloon Trocar or other suitable device) is inserted into the cavity, and the extraperitoneal space insufflated. The PDB™ System is available with either a PDB™ 1000 round balloon or a PDB™ S2 oval balloon."

การรวมกลุ่มเครื่องมือแพทย์ในรูปแบบ Family

มีรายละเอียดรายการเครื่องมือแพทย์ หรืออุปกรณ์เสริม ดังนี้

NEWCODE	ชื่อผลิตภัณฑ์	Identifier	บริษัทผู้ผลิต	อื่นๆ
U1MC0001026315015 00021515C	PDB Auto Suture Round Shape Balloon	OMS-PDB1000	COVIDIEN BUILDING 911-67 SABANETAS INDUSTRIAL PARK PONCE Puerto Rico USA 731	-
U1MC0001026315015 00021616C	PDB Auto Suture Kidney Shape Balloon	OMS-PDBS2	COVIDIEN BUILDING 911-67 SABANETAS INDUSTRIAL PARK PONCE Puerto Rico USA 731	-

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
๒.ลงชื่อ.....กรรมการ  
๓.ลงชื่อ.....กรรมการ