

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ ๐๐๓๓/.....๕๕...../๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

จังหวัดนครปฐมได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณวัสดุการแพทย์ รายการสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี (PTCA Guide Wire) จำนวน ๑,๕๐๐ เส้น จากบริษัท ไพรม์เมดิคอล จำกัด ดังรายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้ประกอบด้วยเอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้


๑. ผนวก ๑	รายการพัสดุและราคาต่อหน่วย	จำนวน	๑ หน้า
๒. ผนวก ๒	ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จำนวน	๒ หน้า
	ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖	จำนวน	๒ หน้า
	ใบเสนอราคา	จำนวน	๑ หน้า
	ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖		
๓. ผนวก ๓	รายการคุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน	๑ หน้า
๔. ผนวก ๔	แคตตาล็อก	จำนวน	๒๐ หน้า
๕. ผนวก ๕	สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร	จำนวน	๑ หน้า

(ลงชื่อ).....ผู้จะซื้อ

(นายสุรชัย โชคครรชิตไชย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม



(ลงชื่อ).....ผู้จะขาย

(นางสาวจิตพร พยุหสิทธิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจุฑาภรณ์ สามสีทอง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอัญชิสรา พานแก้ว)

ผนวก ๑ รายการพัสดุและราคาต่อหน่วย
แนบท้ายสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
เลขที่ นฐ ๐๐๓๓/ ๕๕ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	จำนวน (เส้น)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)	ราคาต่อ (เส้น) (รวมภาษี)	รวมเป็นเงิน (บาท)
๑.	วัสดุการแพทย์รายการสายลวดนำสาย สวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี (PTCA Guide Wire)	๑,๕๐๐	ร้อยละ ๗	๒,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามล้านบาทถ้วน)					๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

บริษัท ไพร่เมคติกอล จำกัด
วิจิตร

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท ไพรม์เมดิคอล จำกัด ซอย ซอยลาดพร้าว ๑๒๖ (กรณีพร)ถนน ลาดพร้าว แขวง พลับพลาเขต วังทองหลางจังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐-๒๙๓๔-๒๑๖๐-๗๐ โดย นายไพบุลย์ หาญดำรงศักดิ์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑๐๑/๒๕๖๖ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวมเป็นเงิน (บาท)	กำหนดส่งมอบ
๑	วัสดุการแพทย์รายการสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี (PTCA Guide Wire)	-	๑,๕๐๐ เส้น	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๖
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	

(สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคาเป็นระยะเวลา ๓๖๖ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ จังหวัด อาจรับคำเสนอ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ จังหวัด ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานซื้อตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ จังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ จังหวัด ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา เพื่อให้เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น

บริษัท ไพรม์เมดิคอล จำกัด
คหวิ

ข้าพเจ้ายอมให้ จังหวัด รับผิดชอบการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ จังหวัด และ จังหวัด มีสิทธิจะให้ผู้อื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ได้หรือจังหวัด อาจดำเนินการจัดซื้อการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า จังหวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ จังหวัด ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของ จังหวัด

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง จังหวัด ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๘. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง คำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน บาท มาพร้อมนี้

๙. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า จังหวัด ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๑๐. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกถฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐:๐๙:๑๔ น.

(นายไพบุลย์ หาญดำรงศักดิ์)


กรรมการผู้จัดการ

เลขที่โครงการ ๖๖๐๘๙๓๘๘๘๘๓

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๖๐๙๑๖๐๐๓๕๕๗๐

รหัสอ้างอิง OTP xdKc

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๓๓๐๓๐๗๕๑



บริษัท ไพรม์เมดิคอล จำกัด



วันที่ 29 กันยายน 2566

เรื่อง เสนอราคาสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี (PTCA guide wire)
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม


บริษัทฯ มีความยินดีขอเสนอราคาสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี (PTCA guide wire) ผลิตภัณท์ ASAHI ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

จำนวน	รายการ	หน่วยละ	ราคารวม
1,500 เส้น	สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี (PTCA Guide Wire)	2,000.00	3,000,000.00

(สามล้านบาทถ้วน)	ยอดสุทธิ	3,000,000.00
			ราคาสินค้า	2,803,738.32
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	196,261.68
			ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,000,000.00

- *หมายเหตุ :
1. ราคาที่เสนอนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 2. กำหนดส่งมอบของภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ
 3. กำหนดยื่นราคา 366 วัน


บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาสั่งซื้อจากท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้



ขอแสดงความนับถือ
ในนาม บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด

จ.น.

นางสาวจิตพร พยุหสิทธิ์



ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : คุณจิตพร พยุหสิทธิ์ (น้ำ) / เบอร์โทรศัพท์ : 065-937-7968 Fax.02-9342178

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุการแพทย์รายการสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี
(PTCA Guide Wire)

1. คุณลักษณะการใช้งาน



เป็นเส้นลวดที่ใช้สำหรับสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี เคลือบสารที่ทำให้ลื่นที่ผิวภายนอก (Hydrophilic Coating) ผลิตจากวัสดุสแตนเลส คุณภาพดี ทนทาน และยืดหยุ่นสูง ลวดแกนกลางทำจากลวดสแตนเลสเส้นเดียว (One Piece Core Wire) และถูกเจียรในระดับที่ต่างกันที่ส่วนปลาย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถส่งผ่านแรงไปยังส่วนปลายของขดลวดได้ดี รวมทั้งสามารถควบคุมทิศทางในการหมุนเข้าสู่หลอดเลือดได้ดียิ่งขึ้น

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 1.1 เส้นผ่าศูนย์กลางของภายนอก (Outer diameter) มีขนาด 0.014 นิ้ว
- 1.2 ความยาวสำหรับใช้งาน (Usable length) 180 เซนติเมตร
- 1.3 ความแข็งตรงส่วนปลายสุด (Tip Load) 0.8 กรัม
- 1.4 ความยาวของ Spring coil : 20 เซนติเมตร
- 1.5 ส่วนปลายทำด้วยทองคำขาว สามารถมองเห็นขณะทำเอ็กซเรย์ (Tip Radiopacity) 3 เซนติเมตร
- 1.6 เคลือบสารที่ทำให้ลื่นที่ผิวภายนอกด้วย Hydrophilic Coating

3. คุณลักษณะทั่วไป

- 3.1 บรรจุในซองชนิดปลอดเชื้อ โดยทำให้ปราศจากเชื้อโดยก๊าซเอทิลีนออกไซด์พร้อมใช้งานได้ทันที
- 3.2 มีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย
- 3.3 ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานอาหารและยาประเทศไทย
- 3.4 มีอายุการใช้งาน 2 ปี นับจากวันที่ผลิตเสร็จ



ASAHI

PTCA Guide Wire


ASAHI's unique guide wire technology with Composite Case

SION TECC



บริษัท ไพรินเทค จำกัด

Leading to the NEXT


บริษัท ไพรินเทค จำกัด



*ASAHI SUOH 03 is recommended to use mainly for the retrograde wiring.



- Polymer & Hydrophilic
Enhanced lubricity for better crossability of severe stenoses.
- Silicone
Prevent slippage to gain tactile response for lesion morphology.
- ⊙ Silicone & Hydrophilic
Combine advantages of both. Silicone coating over the last few centimeters distally, hydrophilic coating over the rest of the coil and shaft.
- ⊛ Full Hydrophilic
Enhance lubricity for easier wire manipulation in lesions.
- ★ SION TECC



ASAHI

PTCA Guide Wire

The Right Wire for Any Case


The reliability of the products is highly recognized by its users in the medical profession.



ASAHI's unique guide wire technology with Composite Core




- Enhanced tip durability
- Combination of flexibility and torque force
- Reduced whipping of the wire due to superior torque response



Joint-less spring coil

Ensures a smooth transition from platinum to stainless steel spring coil. The smooth surface of the coil enables good slide with other interventional devices and maintain torqueability of the wire.




Doctors' "subtle rotation at proximal end" will be transmitted "directly to distal end".



ACT ONE



Employs the ASAHI brand rope coil, which provides torqueability, flexibility and resiliency.




*Twist wire involved only with ASAHI SION, ASAHI SION blue and ASAHI SION black.



Tip design

A variety of tip designs to facilitate branch selection or penetration ability. Asahi offers the right wire for any lesion.




One-piece core wire 1. ✓


One-piece core wire supports the entire guide wire from the proximal to the distal end. This design transmits the guide wire torque from one end to the other without loss.

Coatings

A variety of coatings provide either superior lubricity, tactile feedback, or an optimal combination of the two.



- Light, Soft, Grand Slam
- Rinato / PROWATER, Route / PROWATERflex
- ASAHI SION blue, ASAHI SION, ASAHI SION blue ES
- Fielder, Fielder FC, ASAHI SION black




Frontline guide wires with SION TECC

ASAHI's unique guide wire technology with Composite Core

SION TECC

Leading to the NEXT


ASAHI SION blue



- Tip load 0.5 gf
- Tip radiopacity 3 cm
- SLIP-COAT® coating over the spring coil*

First choice guide wire with proprietary Composite Core construction for greater tip flexibility and support performance. Easily-discernible shaft color for differentiation from other ASAHI wires. *Silicone coating up to 15mm from the tip for safer procedures.

ASAHI SION



- Tip load 0.7 gf
- Tip radiopacity 3 cm
- SLIP-COAT® coating over the spring coil

First choice guide wire with proprietary Composite Core construction for excellent tip durability and torque performance in tight anatomy. Flexible shaft and atraumatic tip for stress-free operation.

ASAHI SION black



- Tip load 0.8 gf
- Tip radiopacity 3 cm
- Polymer jacket length 20 cm
- SLIP-COAT® coating 40 cm

Frontline guide wire with a polymer jacket designed to retain flexibility while crossing high resistance stenosis and vessels.

ASAHI SION blue ES



- Tip load 0.5 gf
- Tip radiopacity 3 cm
- SLIP-COAT® coating 40 cm*

An extra support type wire with SION TECC. A wire that stabilizes the guide catheter for stress-free device delivery. *Silicone coating up to 2.5mm from the tip for safer procedures.




ASAHI's unique guide wire technology with Composite Core

SION TECC

Leading to the NEXT


“Small changes, great possibilities”

SION TECC is at the forefront of innovation. Listening to the needs of physicians and drawing on the skills of Japanese master craftsmen, we created ACT ONE: an ingenious enhancement of the 10 micron core wire that forms part of our guide wires' unique Composite Core design. Technology that pushes back the boundaries of guide wire manipulation, enabling movement just as you imagine it.



Complex and Chronic occlusion guide wires with SION TECC

ASAHI SUOH 03



- Tip load 0.3 gf
- Tip radiopacity 3 cm
- SLIP-COAT® coating 52 cm

Flexible shaft provides superb trackability and crossability in severe tortuosity. The long radiopaque segment provides good visualization.

Fielder XT-R



- Tip load 0.6 gf
- Tip radiopacity 16 cm
- Polymer jacket length 17 cm
- Tip outer diameter 0.26 mm (0.010 inch)
- SLIP-COAT® coating over the polymer jacket

Guide wire recommended for narrow channel tracking with its low profile, flexible tip, and high lubricity polymer coating.

Fielder XT-A



- Tip load 1.0 gf
- Tip radiopacity 16 cm
- Polymer jacket length 17 cm
- Tip outer diameter 0.26 mm (0.010 inch)
- SLIP-COAT® coating over the polymer jacket



Guide wire with a higher tip load than Fielder XT and XT-R, facilitating entry into the chronic occluded lesion.

ASAHI Gaia series (First, Second, Third)



- Tip load
 - ASAHI Gaia First 1.7 gf
 - ASAHI Gaia Second 3.5 gf
 - ASAHI Gaia Third 4.5 gf
- Tip radiopacity 15 cm
- Tip outer diameter
 - ASAHI Gaia First 0.26 mm (0.010 inch)
 - ASAHI Gaia Second 0.28 mm (0.011 inch)
 - ASAHI Gaia Third 0.30 mm (0.012 inch)
- SLIP-COAT® coating 40 cm

Guide wire with a high maneuverability in the chronic total occluded lesion, and a tip designed to improve penetrability into the lesion while remaining flexible.



Frontline guide wires

Rinato / PROWATER



- Tip load 0.8 gf 2.3 ✓
- Tip radiopacity 3 cm
- SLIP-COAT® coating over the spring coil* 2.6 ✓

First choice guide wire with floppy tip and moderate core wire support. Excellent maneuverability and good support for device delivery.
*Silicone coating up to 30mm from the tip for safer procedures.


Route / PROWATERflex



- Tip load 0.8 gf
- Tip radiopacity 3 cm
- SLIP-COAT® coating over the spring coil*

First choice guide wire featuring a soft tip with good shaping memory and excellent guide wire trackability. Sufficient support for delivery of most interventional devices.
*Silicone coating up to 30mm from the tip for safer procedures.


Soft



- Tip load 0.7 gf
- Tip radiopacity 3 cm
- Silicone coating over the spring coil

Basic frontline guide wire with floppy tip and non hydrophilic coating to ensure optimal tactile feedback.


Light



- Tip load 0.5 gf
- Tip radiopacity 3 cm
- Silicone coating over the spring coil

Basic frontline guide wire with a flexible core and good torqueability for distal side branch selection.

Fielder



- Tip load 1.0 gf
- Tip radiopacity 3 cm
- Polymer jacket length 22 cm
- SLIP-COAT® coating over the polymer jacket


A polymer jacket guide wire, providing advanced slip performance and trackability.

Fielder FC



- Tip load 0.8 gf
- Tip radiopacity 3 cm
- Polymer jacket length 20 cm
- SLIP-COAT® coating over the polymer jacket

Fine control over challenging tortuous vessels and highly stenosed lesions. Polymer jacket provides advanced slip performance with superior torque and support.




Others

Grand Slam



- Tip load 0.7 gf
- Tip radiopacity 4 cm
- Silicone coating over the spring coil

Stiff wire shaft provides extra support for delivery of interventional devices in extreme cases.



Complex and Chronic occlusion guide wires


Fielder XT



- Tip load 0.8 gf
- Tip radiopacity 16 cm
- Polymer jacket length 16 cm
- Tip outer diameter 0.23 mm (0.009 inch)
- SLIP-COAT® coating over the polymer jacket

Polymer jacket, providing excellent lubricity and trackability in tortuous vessels. The tapered tip provides extreme precision for the treatment of complex lesions such as sub-total occlusions and long diffused lesions.

Intermediate / MEDIUM



- Tip load 3.0 gf
- Tip radiopacity 3 cm
- Silicone coating over the spring coil

First choice wire for chronic occlusion cases.

ULTIMATEbros 3



- Tip load 3.0 gf
- Tip radiopacity 11 cm
- SLIP-COAT® coating over the spring coil until the middle of the shaft / without tip

Long hydrophilic coating maintains high maneuverability, allowing for improved wire manipulation in heavy stenosed lesions. Fine shaping improves vessel selectivity and reduces the risk of false lumen expansion.

ASAHI Miracle series / ASAHI MIRACLEbros series


3 / 4.5 / 6 / 12



- Tip load 3.0 / 4.5 / 6.0 / 12.0 gf
- Tip radiopacity 11 cm
- Silicone coating over the spring coil

Guide wire with good tactile feed back which maintains torqueability through the occlusion.

ASAHI Conquest / ASAHI Confianza




- Tip load 9.0 gf
- Tip radiopacity 20 cm
- Silicone coating over the spring coil

Silicone coated and tapered to 0.23mm (0.009 inch) at the tip. The 9gf stiff, tapered tip helps to penetrate highly stenosed lesions.

ASAHI Conquest Pro series / ASAHI Confianza Pro series

9 / 12 / 8-20



- Tip load 9.0 / 12.0 / 20.0 gf
- Tip radiopacity 20 cm (8-20 17 cm)
- SLIP-COAT® coating over the spring coil, excluding the tip
- Tip outer diameter
ASAHI Conquest Pro, Pro12 0.23 mm (0.009 inch)
ASAHI Conquest Pro 8-20 0.20 mm (0.008 inch)

Tapered guide wire for crossing complex lesion with heavy calcification or tough fibrous tissues.




Externalization guide wire

ASAHI RG3



- Tip load 3.0 gf
- Tip radiopacity 3 cm
- SLIP-COAT® coating over the spring coil and until the middle of the shaft
- Shaft diameter 0.26 mm (0.010 inch)
- Guide wire length 330 cm


For guide wire externalization only. Optimal wire strength, hydrophilic coating and 0.26 mm (0.010 inch) shaft provide superior inside-catheter pushability. With the inner wall damage possibility reduced in tortuous vessels as well, the risk of complication is minimized.





ASAHI's unique guide wire technology with Composite Core

SION TECC

Leading to the NEXT



บริษัท โพรหมเนติคอล จำกัด



ASAHI INTECC

SION TECC series

Product	Part No.	Dimensions (mm/inch)	Plating (mm/inch)	Strips (mm/inch)	Length (cm)	Tip shape
ASAHI SION blue	AHW14R004S	0.36 (0.014)	3	20	180	Straight
	AHW14R304S				300	Straight
	AHW14R004J				180	J
	AHW14R304J				300	J
ASAHI SION	AHW14R001S	0.36 (0.014)	3	28	180	Straight
	AHW14R301S				300	Straight
	AHW14R001J				180	J
	AHW14R301J				300	J
ASAHI SION black	APW14R010S	0.36 (0.014)	3	12	190	Straight
	APW14R310S				300	Straight
	APW14R010J				190	J
	APW14R310J				300	J
ASAHI SION blue ES	AHW14R017S	0.36 (0.014)	3	8.5	190	Straight
	AHW14R317S				300	Straight
	AHW14R017J				190	J
	AHW14R317J				300	J
Fielder XT-A	APW14R009S	0.26 / 0.36 (0.010 / 0.014)	16	16	190	Straight
	APW14R309S				300	Straight
Fielder XT-R	APW14R005S	0.26 / 0.36 (0.010 / 0.014)	16	16	190	Straight
	APW14R305S				300	Straight
ASAHI Gaia First	AHW14R007P	0.26 / 0.36 (0.010 / 0.014)	15	15	190	Pre-shape
	AHW14R307P				300	Pre-shape
ASAHI Gaia Second	AHW14R008P	0.28 / 0.36 (0.011 / 0.014)	15	15	190	Pre-shape
	AHW14R308P				300	Pre-shape
ASAHI Gaia Third	AHW14R011P	0.30 / 0.36 (0.012 / 0.014)	15	15	190	Pre-shape
	AHW14R311P				300	Pre-shape
ASAHI SUOH 03	AHW14R013P	0.36 (0.014)	3	19	190	Pre-shape
	AHW14R313P				300	Pre-shape
	AHW14R013S				190	Straight
	AHW14R313S				300	Straight

Traditional wires

Product	Part No.	Dimensions (mm/inch)	Plating (mm/inch)	Strips (mm/inch)	Length (cm)	Tip shape
Route / PROWATERflex	AGH147000	0.36 (0.014)	3	20	180	Straight
	AGH146000				180	Straight
Rinato / PROWATER	AGH146300	0.36 (0.014)	3	2.5	2.4	2.2
	AGH146000J				300	Straight
					180	J
Soft	AG141000	0.36 (0.014)	3	30	180	Straight
	AG141300				300	Straight
	AG141000J				180	J
Light	AG145000	0.36 (0.014)	3	20	180	Straight
	AG145300				300	Straight
	AG145000J				180	J
Fielder	AGP140000	0.36 (0.014)	3	12	180	Straight
	AGP140001				180	Straight
Fielder FC	AGP140301	0.36 (0.014)	3	11	180	Straight
	AGP140302				300	Straight
Fielder XT	AGP140002	0.23 / 0.36 (0.009 / 0.014)	16	16	190	Straight
	AGP140302				300	Straight
Intermediate / MEDIUM	AG142000	0.36 (0.014)	3	30	180	Straight
	AG142300				300	Straight
	AG142000J				180	J
	AG14M050				180	Straight
ASAHI Miracle 3 / ASAHI MIRACLEbros 3	AG14M045	0.36 (0.014)	11	11	180	Straight
ASAHI Miracle 4.5 / ASAHI MIRACLEbros 4.5	AG14M060	0.36 (0.014)	11	11	180	Straight
ASAHI Miracle 6 / ASAHI MIRACLEbros 6	AG14M070	0.36 (0.014)	11	11	180	Straight
ASAHI Miracle 12 / ASAHI MIRACLEbros 12	AHW14S003S	0.36 (0.014)	11	11	180	Straight
ULTIMATEbros 3	AG143090	0.23 / 0.36 (0.009 / 0.014)	20	20	180	Straight
ASAHI Conquest / ASAHI Confianza	AGH143090	0.23 / 0.36 (0.009 / 0.014)	20	20	180	Straight
ASAHI Conquest Pro / ASAHI Confianza Pro	AGH143091	0.23 / 0.36 (0.009 / 0.014)	20	20	180	Straight
ASAHI Conquest Pro 12 / ASAHI Confianza Pro 12	AGH143092	0.20 / 0.36 (0.008 / 0.014)	17	17	180	Straight
*ASAHI Conquest Pro 8-20 / ASAHI Confianza Pro 8-20	AG141002	0.36 (0.014)	4	4	180	Straight
Grand Slam	AG141302				300	Straight
	AG141002J				180	J
	ASAHI RG3	AHW10S302S	0.26 (0.010)	3	8	330
ASAHI EXTENSION 150cm	AG149000	0.36 (0.014)	-	-	150	-
ASAHI EXTENSION 165cm	AG149001	0.36 (0.014)	-	-	165	-

*ASAHI Conquest Pro 8-20 / ASAHI Confianza Pro 8-20 is not CE approved.
Not all products and shapes are available in all markets. Please check availability with your sales representative.
Coated with SLIP-COAT® coating.



© 2017 ASAHI INTECC CO., LTD.
ASAHI, *ACT ONE*, *ASAHI SION*, *ASAHI Gaia*, *Fielder*, and *SUOH* are trademarks or registered trademarks of ASAHI INTECC CO., LTD. in Japan and other countries.

Manufactured by:





ASAHI INTECC CO.,LTD.

3-100 Akatsuki-cho, Seto, Aichi 489-0071 Japan
TEL:+81-561-48-5551 FAX:+81-561-48-5552

http://www.asahi-intecc.com

Distributed by:



บริษัท ไพร่เมคติกอล จำกัด

บริษัท ไพร่เมคติกอล จำกัด



รับรองบางส่วน
หนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข

หนังสือเลขที่ JPN 6308732

22 กันยายน 2563

ได้พิจารณาหนังสือรับรองการขาย/หนังสือรับรองการขายและหนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิตแล้ว
ถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2549 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531
ชื่อผู้นำเข้า : บริษัท ไพรม์เมดิคอล จำกัด
ชื่อผู้ผลิต : ASAHI INTECC CO.,LTD. SETO FACTORY(JAPAN)

ผู้ผลิตเพิ่มเติมตามแนบท้าย

หนังสือฉบับนี้ใช้ประกอบกับ หนังสือรับรองการขายเลขที่ 5323

ประเทศ Japan

หนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิตเลขที่ ตามเอกสารแนบท้าย

สามารถใช้ประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงสาธารณสุข


ผู้อนุญาต

เงื่อนไข


- เมื่อปรากฏว่าประเทศผู้ผลิตหรือประเทศเจ้าของผลิตภัณฑ์ห้ามขาย หรือมีการยกเลิกการรับรองระบบคุณภาพการผลิตของเครื่องมือแพทย์รายการใดตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองฉบับนี้ให้ถือว่า การรับรองเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวเป็นอันยกเลิก
- ห้ามนำเลขที่หนังสือไปประกาศโฆษณา
- ห้ามโฆษณาว่าได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ห้ามโฆษณาเครื่องมือแพทย์ก่อนได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก/เพิกถอนหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ฉบับนี้ หากผู้นำเข้าไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข การจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 เมื่อกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว

หมายเหตุเพิ่มเติม

ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการบันทึกเข้ามาทั้งหมดถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ



สำเนาถูกต้อง



เอกสารแนบท้ายหนังสือเลขที่ JPN 6308732

เลขที่หนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิต

ชื่อผู้ผลิต ASAHI INTECC CO.,LTD. SETO
FACTORY(JAPAN)


ISO เลขที่ MD696055

ชื่อผู้ผลิต ASAHI INTECC(THAILAND)THAI
FACTORY(THAILAND)


ISO เลขที่ MD718537

ประเทศ Japan

ประเทศ Kingdom of Thailand



สำเนาถูกต้อง



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
 รายการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ตามหนังสือรับรองเลขที่ JPN 6308732

วันที่อนุมัติ 22/9/2563

วันที่หมดอายุ 5/2/2568

หน้า 1 / 6

ความหมายของรหัส Owner

1 รหัส 44280 ชื่อเจ้าของ/ผู้ผลิตต่างประเทศ ASAHI INTECC CO.,LTD. SETO FACTORY(JAPAN)

ประเทศ Japan

ความหมายของรหัส manucl

1 รหัส 44280 ชื่อเจ้าของ/ผู้ผลิตต่างประเทศ ASAHI INTECC CO.,LTD. SETO FACTORY(JAPAN)

ประเทศ Japan

2 รหัส 44283 ชื่อเจ้าของ/ผู้ผลิตต่างประเทศ ASAHI INTECC(THAILAND)THAI FACTORY(THAILAND)

ประเทศ Kingdom of Thailand


Owner	manucl	gmpno	catno	offname	pdtname	desc	pageno	umdn	gmdn	RefItemNo
44280	44280	MD696055	AG141000	ASAHI PTCA Guide Wire Soft	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Soft, AG141000	2	11925		6344280000179
44280	44280	MD696055	AG141002	ASAHI PTCA Guide Wire Grand Slam	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Grand Slam, AG141002	2	11925		6344280000180
44280	44280	MD696055	AG141300	ASAHI PTCA Guide Wire Soft 300cm	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Soft 300cm, AG141300	2	11925		6344280000181
44280	44280	MD696055	AG141302	ASAHI PTCA Guide Wire Grand Slam 300cm	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Grand Slam 300cm, AG141302	2	11925		6344280000182
44280	44280	MD696055	AG141000J	ASAHI PTCA Guide Wire Soft J	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Soft J, AG141000J	2	11925		6344280000184
44280	44280	MD696055	AG141002J	ASAHI PTCA Guide Wire Grand Slam J	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Grand Slam J, AG141002J	2	11925		6344280000185
44280	44280	MD696055	AGH143090	ASAHI PTCA Guide Wire Conquest Pro	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Conquest Pro, AGH143090	3	11925		6344280000195
44280	44280	MD696055	AGH143091	ASAHI PTCA Guide Wire Conquest Pro 12	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Conquest Pro 12, AGH143091	3	11925		6344280000196

บริษัท ไพรเมตติคอล จำกัด



สำเนาถูกต้อง


บริษัท ไพรเมตติคอล จำกัด




สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
 รายการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ตามหนังสือรับรองเลขที่ JPN 6308732
 วันที่อนุมัติ 22/9/2563 วันที่หมดอายุ 5/2/2568

หน้า 2 / 6

Owner	manucd	gmpno	catno	offname	pdtname	desc	pageno	umdn	gmdn	RefItemNo
44280	44280	MD696055	AHW14S003S	ASAHI PTCA Guide Wire ULTIMATEbros 3	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire ULTIMATEbros 3, AHW14S003S	3	11925		6344280000201
44280	44280	MD696055	AHW10S302S	ASAHI PTCA GUIDE WIRE ASAHI RG3	ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI RG3	ASAHI PTCA GUIDE WIRE ASAHI RG3, AHW10S302S	4	11925		6344280000227
44280	44280	MD696055	AGP140000	ASAHI PTCA Guide Wire Fielder	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Fielder, AGP140000	4	11925		6344280000228
44280	44280	MD696055	AGP140001	ASAHI PTCA Guide Wire Fielder FC	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Fielder FC, AGP140001	4	11925		6344280000229
44280	44280	MD696055	AGP140002	ASAHI PTCA Guide Wire Fielder XT	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Fielder XT, AGP140002	4	11925		6344280000230
44280	44280	MD696055	AGP140301	ASAHI PTCA Guide Wire Fielder FC 300cm	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Fielder FC 300cm, AGP140301	4	11925		6344280000232
44280	44280	MD696055	AGP140302	ASAHI PTCA Guide Wire Fielder XT 300cm	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Fielder XT 300cm, AGP140302	4	11925		6344280000233
44280	44280	MD696055	APW14R010S	ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI SION black 190cm	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI SION black 190cm, APW14R010S	4	11925		6344280000238
44280	44280	MD696055	APW14R010J	ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI SION black 190cm J	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI SION black 190cm J, APW14R010J	4	11925		6344280000239
44280	44280	MD696055	APW14R010P	ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI SION black 190cm Pre-shape	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI SION black 190cm Pre-shape, APW14R010P	4	11925		6344280000240



บริษัท ไพรเม็คดีคอล จำกัด



บริษัท ไพรเม็คดีคอล จำกัด

สำนักงานผู้ส่งออก

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
 รายการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ตามหนังสือรับรองเลขที่ JPN 6308732
 วันที่อนุมัติ 22/9/2563 วันที่หมดอายุ 5/2/2568

หน้า 3 / 6

Owner	manucd	gmpno	catno	offname	pdtname	desc	pageno	umdn	gmdn	RefitemNo
44280	44280	MD696055	APW14R310S	ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI SION black 300cm	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI SION black 300cm, APW14R310S	4	11925		6344280000241
44280	44280	MD696055	APW14R310J	ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI SION black 300cm J	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI SION black 300cm J, APW14R310J	4	11925		6344280000242
44280	44280	MD696055	APW14R310P	ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI SION black 300cm Pre-shape	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI SION black 300cm Pre-shape, APW14R310P	4	11925		6344280000243
44280	44280	MD696055	AG14M050	ASAHI PTCA Guide Wire Miracle 3	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Miracle 3, AG14M050	5	11925		6344280000248
44280	44280	MD696055	AG14M060	ASAHI PTCA Guide Wire Miracle 6	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Miracle 6, AG14M060	5	11925		6344280000252
44280	44280	MD696055	AG14M070	ASAHI PTCA Guide Wire Miracle 12	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Miracle 12, AG14M070	5	11925		6344280000256
44280	44280	MD696055	AGH146000	ASAHI PTCA Guide Wire Rinato	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Rinato, AGH146000	5	11925		6344280000260
44280	44280	MD696055	AGH147000	ASAHI PTCA Guide Wire Route	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Route, AGH147000	5	11925		6344280000261
44280	44280	MD696055	AGH146300	ASAHI PTCA Guide Wire Rinato 300cm	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Rinato 300cm, AGH146300	5	11925		6344280000262
44280	44280	MD696055	AGH146000J	ASAHI PTCA Guide Wire Rinato J	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Rinato J, AGH146000J	5	11925		6344280000264
44280	44283	MD718537	AG141000	ASAHI PTCA Guide Wire Soft	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Soft, AG141000	2	11925		6344283000268

บริษัท ไพรเมตติคอล จำกัด
 บริษัท ไพรเมตติคอล จำกัด
 สำนักงานตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
 รายการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ตามหนังสือรับรองเลขที่ JPN 6308732
 วันที่อนุมัติ 22/9/2563 วันที่หมดอายุ 5/2/2568

หน้า 4 / 6


Owner	manucd	gmpno	catno	offname	pdtname	desc	pageno	umdn	gmdn	RefItemNo
44280	44283	MD718537	AG141002	ASAHI PTCA Guide Wire Grand Slam	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Grand Slam, AG141002	2	11925		6344283000269
44280	44283	MD718537	AG141300	ASAHI PTCA Guide Wire Soft 300cm	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Soft 300cm, AG141300	2	11925		6344283000270
44280	44283	MD718537	AG141302	ASAHI PTCA Guide Wire Grand Slam 300cm	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Grand Slam 300cm, AG141302	2	11925		6344283000271
44280	44283	MD718537	AG141000J	ASAHI PTCA Guide Wire Soft J	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Soft J, AG141000J	2	11925		6344283000273
44280	44283	MD718537	AG141002J	ASAHI PTCA Guide Wire Grand Slam J	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Grand Slam J, AG141002J	2	11925		6344283000274
44280	44283	MD718537	AGH143090	ASAHI PTCA Guide Wire Conquest Pro	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Conquest Pro, AGH143090	3	11925		6344283000284
44280	44283	MD718537	AGH143091	ASAHI PTCA Guide Wire Conquest Pro 12	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Conquest Pro 12, AGH143091	3	11925		6344283000285
44280	44283	MD718537	AHW14S003S	ASAHI PTCA Guide Wire ULTIMATEbros 3	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire ULTIMATEbros 3, AHW14S003S	3	11925		6344283000290
44280	44283	MD718537	AHW10S302S	ASAHI PTCA GUIDE WIRE ASAHI RG3	ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI RG3	ASAHI PTCA GUIDE WIRE ASAHI RG3, AHW10S302S	4	11925		6344283000316
44280	44283	MD718537	AGP140000	ASAHI PTCA Guide Wire Fielder	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Fielder, AGP140000	4	11925		6344283000317
44280	44283	MD718537	AGP140001	ASAHI PTCA Guide Wire Fielder FC	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Fielder FC, AGP140001	4	11925		6344283000318


บริษัท ไพร่เมดิคอล จำกัด
 บริษัท ไพร่เมดิคอล จำกัด
 สำนักงาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
 รายการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ตามหนังสือรับรองเลขที่ JPN 6308732
 วันที่อนุมัติ 22/9/2563 วันที่หมดอายุ 5/2/2568

หน้า 5 / 6


Owner	manucd	gmpno	catno	offname	pdtname	desc	pageno	umdn	gmdn	RefitemNo
44280	44283	MD718537	AGP140002	ASAHI PTCA Guide Wire Fielder XT	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Fielder XT, AGP140002	4	11925		6344283000319
44280	44283	MD718537	AGP140301	ASAHI PTCA Guide Wire Fielder FC 300cm	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Fielder FC 300cm, AGP140301	4	11925		6344283000321
44280	44283	MD718537	AGP140302	ASAHI PTCA Guide Wire Fielder XT 300cm	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Fielder XT 300cm, AGP140302	4	11925		6344283000322
44280	44283	MD718537	APW14R010S	ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI SION black 190cm	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI SION black 190cm, APW14R010S	4	11925		6344283000327
44280	44283	MD718537	APW14R010J	ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI SION black 190cm J	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI SION black 190cm J, APW14R010J	4	11925		6344283000328
44280	44283	MD718537	APW14R010P	ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI SION black 190cm Pre-shape	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI SION black 190cm Pre-shape, APW14R010P	4	11925		6344283000329
44280	44283	MD718537	APW14R310S	ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI SION black 300cm	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI SION black 300cm, APW14R310S	4	11925		6344283000330
44280	44283	MD718537	APW14R310J	ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI SION black 300cm J	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI SION black 300cm J, APW14R310J	4	11925		6344283000331
44280	44283	MD718537	APW14R310P	ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI SION black 300cm Pre-shape	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI SION black 300cm Pre-shape, APW14R310P	4	11925		6344283000332


บริษัท ไพรเมตติคอล จำกัด

 ตำแหน่งที่ต้อง

บริษัท ไพรเมตติคอล จำกัด


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
 รายการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ตามหนังสือรับรองเลขที่ JPN 6308732
 วันที่อนุมัติ 22/9/2563 วันที่หมดอายุ 5/2/2568

Owner	manucd	gmpno	catno	offname	pdtname	desc	pageno	umdn	gmdn	RefitemNo
44280	44283	MD718537	AG14M050	ASAHI PTCA Guide Wire Miracle 3	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Miracle 3, AG14M050	5	11925		6344283000337
44280	44283	MD718537	AG14M060	ASAHI PTCA Guide Wire Miracle 6	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Miracle 6, AG14M060	5	11925		6344283000341
44280	44283	MD718537	AG14M070	ASAHI PTCA Guide Wire Miracle 12	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Miracle 12, AG14M070	5	11925		6344283000345
44280	44283	MD718537	AGH146000	ASAHI PTCA Guide Wire Rinato	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Rinato, AGH146000	5	11925		6344283000349
44280	44283	MD718537	AGH147000	ASAHI PTCA Guide Wire Route	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Route, AGH147000	5	11925		6344283000350
44280	44283	MD718537	AGH146300	ASAHI PTCA Guide Wire Rinato 300cm	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Rinato 300cm, AGH146300	5	11925		6344283000351
44280	44283	MD718537	AGH146000J	ASAHI PTCA Guide Wire Rinato J	ASAHI PTCA GUIDE WIRE	ASAHI PTCA Guide Wire Rinato J, AGH146000J	5	11925		6344283000353

บริษัท ไพรเมตติคอล จำกัด

 ผู้อำนวยการ

บริษัท ไพรเมตติคอล จำกัด


หนังสืออนุญาตให้จำหน่าย

บริษัท อาซาฮี อินเทค คัมปานี ลิมิเต็ด มีความยินดีขอแต่งตั้ง บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 111 ซอยลาดพร้าว 126 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเลขที่ 0105533030751 เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท อาซาฮี อินเทค คัมปานี ลิมิเต็ด แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยมีสิทธิ์จำหน่ายทั่วประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายการผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้


- | | |
|---|---|
| 1. Asahi PTCA Guide Wire Series | สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี |
| 2. "Asahi SION" PTCA Guide Wire | สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี |
| 3. "Asahi GAIA NEXT" PTCA Guide Wire | สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี |
| 4. "Tornus" Penetration Catheter | สายสวนหลอดเลือดเอนกประสงค์ |
| 5. Corsair Pro, Asahi Caravel Microcatheter | สายสวนหลอดเลือดเอนกประสงค์ |
| 6. Corsair Pro XS, Asahi Sasuke | สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษเพื่อการรักษา |
| 7. Streaming Micro Guide Wire | สายลวดนำสายสวนขนาดเล็กพิเศษ |
| 8. Meister 16 Micro Guide Wire | สายลวดนำสายสวนขนาดเล็กพิเศษ |
| 9. Asahi Masters PARKWAY Series | สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษเพื่อการรักษา |
| 10. Asahi Veloute Microcatheter | สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษเพื่อการรักษา |
| 11. Asahi Tellus Microcatheter | สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษเพื่อการรักษา |
| 12. SheathLess Eaucath Guiding Catheter | สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี |
| 13. Asahi Hyperion PTCA Guiding Catheter | สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี |
| 14. Asahi Peripheral Guidewire | สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย |
| 15. Asahi Corsair Armet | สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษเพื่อการรักษา |
| 16. "Asahi CHIKAI" Neurovascular Guide Wire | สายลวดนำสายสวนขนาดเล็ก |
| 17. Asahi FUBUKI Neurovascular Guiding System | สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการรักษา |
| 18. Asahi FUBUKI 043 Distal Support System | สายสวนหลอดเลือดนำทางชนิดนุ่มและยาวพิเศษ |
| 19. Asahi Silverway Guide Wire | ลวดนำเพื่อการตรวจรักษาหลอดเลือด |

長谷川 真


บริษัท ไพรม์เมดิคอล จำกัด

(นายชินอิจิ สาขาภาวะ)

ผู้จัดการทั่วไป



สำเนาถูกต้อง





Asahi Intecc Co., Ltd. (Thailand Branch). 399, Interchange Tower, Unit 3401 34/FL,
Sukhumvit Road, Wattana District, Bangkok 10110.
Tel: 02-000-8388

SALE AUTHORIZATION LETTER


This is to certify that Asahi Intecc Co., Ltd. authorizes Prime Medical Co., Ltd. located at 111 Soi Ladprao 126 Phlapphla Subdistrict, Wangthonglang District, Bangkok 10310, whose VAT registration number is 0105533030751, is granted the exclusive sales rights for Contractual Products. To sell the following products of Asahi Intecc Co., Ltd. within the territory of the Kingdom of Thailand during the period that starts from 1st January 2023 and ends on 31st December 2023.

1. Asahi PTCA Guide Wire Series
2. "Asahi SION" PTCA Guide Wire
3. "Asahi GAIA NEXT" PTCA Guide Wire
4. "Tornus" Penetration Catheter
5. Corsair Pro, Asahi Caravel Microcatheter
6. Corsair Pro XS, Asahi Sasuke
7. Streaming Micro Guide Wire
8. Meister 16 Micro Guide Wire
9. Asahi Masters PARKWAY Series
10. Asahi Veloute Microcatheter
11. Asahi Tellus Microcatheter
12. SheathLess Eaucath Guiding Catheter
13. Asahi Hyperion PTCA Guiding Catheter
14. Asahi Peripheral Guidewire
15. Asahi Corsair Armet
16. "Asahi CHIKAI" Neurovascular Guide Wire
17. Asahi FUBUKI Neurovascular Guiding System
18. Asahi FUBUKI 043 Distal Support System
19. Asahi Silverway Guide Wire


長谷川 真

(Mr. Shinichi Hasegawa)

General Manager



สำเนาถูกต้อง





ธนาคารกรุงเทพ
Bangkok Bank Public Company Limited

สาขาธนบุรี

บัญชี เลขที่
Account No. 156-306659-4

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สาขาคลองชั้น (156)
62/14 ม.3 ถนนสุขุมวิท 2
คลองชั้น บางกะปิ กทม. 10240



ผู้รับ

นาง. ไพรม์เม็คคอด

111 ซ.ลาดพร้าว 126 ต.ลาดพร้าว

วังทองหลาง บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
10310

บริษัท ไพรม์เม็คคอด จำกัด



ต้นฉบับถูกต้อง